

Laborauftrag

Digitale BBC-Sleep Appliance



Fachlabor für Schlafmedizin und Kieferorthopädie

Praxis:

Praxisname: _____

Ansprechpartner/in: _____

Straße: _____


PLZ/Ort: _____

E-Mail: _____

Rückrufnummer: _____

Kundennummer: _____

Referenz: _____



Patient/in:

Name: _____

Versicherung: gesetzlich privat

BEMA Nr.: _____

Ihre Unterlagen:

Gipsmodell

STL-File

Abformung

Für die Fertigung einer Anti-Schnarchschiene ist ein Konstruktionsbiss erforderlich! Sollten Sie uns die Daten digital übermitteln, so muß der Bukkalscan in Konstruktionsbisslage erfolgen mit einer Bissperrung von mindestens 3 mm!

Titrierbarkeit:

Standard Einstellung:

stufenlos von -1,5 mm Retrusion
bis +2,5 mm Protrusion

Eine zusätzliche Protrusion durch Distanzhülsen möglich.

individuelle stufenlose Einstellung (4 mm Bereich):

von mm Retrusion
bis mm Protrusion

Schienenstärke:

Standard Schienenstärke:

1,5 mm

individuelle Schienenstärke:

OK mm (1,2 mm - 2,0 mm)

UK mm (1,2 mm - 2,0 mm)

Skelettierung im Oberkiefer inzisal:

Standard ohne Skelettierung

individuell mit Skelettierung

Optionen:

Titan-Distanzhülsen 2,0 mm (10 Stk./Pck.) + 15,90 €

Schraubenschlüssel (2 Stk.) + 37,80 €

Intraorale Non-Latex-Gummiringe Ø 5/16" (8 mm), 2,7 oz. (100 Stk./Pck.) + 2,00 €

Intraorale Non-Latex-Gummiringe Ø 1/4" (5 mm), 2,7 oz. (100 Stk./Pck.) + 2,00 €

Fertigungszeit:

Standard

Express

10-12 Werktage

5 Werktage + 80,00 Euro inkl. Expressversandkosten

Die Fertigungszeit gilt ab Tag der Anlieferung bis 12.00 Uhr

zzgl. Versanddauer (je nach Lieferbedingungen des Zustelllandes)

Anmerkungen:

Der Auftrag wird zu den allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen des Zahntechnikerhandwerks ausgeführt.
Es erfolgt keine Auftragsbestätigung. Alle Preise exklusive MwSt.

BBC-Orthotec GmbH

Innsbrucker Str. 2 | 83435 Bad Reichenhall
T: +49 (0) 8651/9650099 | F: +49 (0) 8651/9650098 | E: lab@bbc-orthotec.de